

# Communiqué de presse

## ETAC ne manque pas d'air avec sa gamme Hovertech

Leader mondial spécialisé dans des solutions d'aide à la mobilité, Etac vient d'élargir ses solutions de transfert et de repositionnement grâce à sa nouvelle gamme Hovertech assistée par air.

Arrivée en France courant 2021, ces solutions de transfert rencontrent un très grand succès auprès des premiers centres approchés.

Le dispositif de transfert pneumatique HoverMatt® Air Transfer est utilisé pour aider le personnel soignant lors des transferts, du positionnement, de la rotation et de la mise en décubitus ventral du patient. L'alimentation en air HoverTech gonfle le dispositif HoverMatt pour protéger et maintenir le patient, tandis que l'air s'échappe simultanément des orifices sur la surface inférieure.

Cette technique de transfert sur matelas à air permet :

- de réduire de 80 à 90% l'énergie de transfert nécessaire au personnel soignant
- de réduire les risques de TMS (Troubles musculosquelettiques) associés aux manutentions de patients dépendants
- de sécuriser et de transférer en douceur les patients en réduisant considérablement la pression, la friction et ou le cisaillement qui peuvent se produire avec d'autres techniques de transfert habituellement utilisées.

### TECHNOLOGIE

Le principe est simple. Une fois gonflé, un film d'air, (Principe de l'aéroglesseur), se forme sous le matelas et réduit de 80 à 90% l'énergie nécessaire pour déplacer le patient/matelas. Le soignant peut ainsi transférer le patient sans avoir à le soulever ou à le solliciter.

### GAMME

La gamme est étendue afin de répondre à l'ensemble des besoins rencontrés dans les établissements hospitaliers.

Disponibles en version réutilisable et patient unique (Breathable / respirant), cette gamme de matelas aéroglesseurs s'adapte aux budgets et aux contraintes des établissements et des usages.

Ces nouvelles solutions ont soit déjà été adoptées soit en cours de finalisation d'essais dans un certain nombre d'établissements hospitaliers qui trouvent enfin avec cette technique une solution pour soulager leur personnel soignant et les préserver contre des blessures éventuelles.

1- Matelas version Patients uniques respirant HoverMatt®



---

MATELAS REUTILISABLE DEGONFLE  
HM34HS

---

MATELAS REUTILISABLE GONFLE\_HM34HS

2- Matelas HoverMatt® Réutilisable (Multi patients)



---

MATELAS PATIENT UNIQUE **JAMBES ECARTEES**  
DEGONFLE HM34SPU-SPLIT-B (BREATHABLE) ,  
**RESPIRANT**

---

MATELAS PATIENT UNIQUE **JAMBES ECARTEES**  
GONFLE HM34SPU-SPLIT-B (BREATHABLE),  
**RESPIRANT**