



Comme chez soi

Quelques conseils pour apporter du confort et de la sécurité dans une chambre de maison de repos

Le déménagement de son domicile vers la résidence est un événement bouleversant. Toutefois, les soignants peuvent apporter leur pierre à l'édifice de façon à conférer un sentiment de sécurité dans la chambre des résidents et à la transformer en un environnement familier. Le kinésithérapeute Sven Verthé, associé à notre M-Academy, explique.


Chaque chambre d'une résidence contient pratiquement les mêmes éléments : une table, un siège confortable avec des accoudoirs, un fauteuil (relax), une table de nuit et un lit. Les résidents apportent souvent une armoire et un couvre-lit de chez eux ainsi que des photos de leurs enfants et petits-enfants.



Comme chez soi

Les résidents aiment s'approprier leur chambre de façon à ce qu'ils se sentent comme chez eux. Au sein de la résidence, vous aidez les résidents en leur donnant, par exemple, leur propre clé, sonnette ou boîte aux lettres, une courte discussion, avec les lumières allumées ou éteintes, les rideaux ouverts ou fermés...





Le lit est l'élément central de la chambre. Il est important de créer, aussi bien dans le lit qu'au-tour, une atmosphère conviviale alliant confort et sécurité en tant que valeurs fondamentales. Dans cet objectif, il est nécessaire d'utiliser des couleurs chaudes, des tissus agréables et surtout un mobilier confortable.

Le lit est un meuble important pour créer un sentiment d'appartenance, de confort et de sécurité.

Un lit de soins sur mesure

Tout le monde dort différemment et pour renforcer ce sentiment de chez-soi, il est également important d'adapter le lit en fonction du résident. Optez donc pour des lits de soins modulables qui s'intègrent au sein d'une atmosphère conviviale et intime.

Ces lits personnalisés démontrent également leur valeur ajoutée au moment du lever et du coucher. Il s'agit d'un mouvement complexe dans le cadre duquel les résidents ont besoin de soutien. Un lit qui monte et qui descend

facilement, doté d'une protection latérale qui s'abaisse et se relève de manière continue, est d'un grand secours.

Des protections qui procurent un sentiment de sécurité

Ne passez pas à côté de cette protection latérale, qui ne sert pas seulement à entrer ou sortir du lit. D'une part, sa position réglable en continu facilite son utilisation par le personnel soignant. D'autre part, ces protections latérales de nouvelle génération confèrent au résident un sentiment de sécurité, alors que les anciennes suscitaient plutôt un sentiment d'emprisonnement.

Le résident souhaite se lever pendant la nuit ? C'est possible, en toute sécurité, grâce au système safe exit. Un bon lit de soins réunit tous ces facteurs : il permet de réduire le nombre de chutes, de limiter les contentions et d'encourager un sommeil plus réparateur. Il met en avant la prévention, les soins et le bien-être.

- \ 1 Laguna NS
- \ 2 Echo Cosy
- \ 3 Formidabel



NEED MORE
INFORMATION?

Marie Thevelin

+32 (0)478 76 06 26

mthevelin@momentsfurniture.com

 **moments furniture**

moments furniture nv

Deefakkerstraat 2, 8770 Ingelmunster, Belgium
+32 51 48 92 58 - info@momentsfurniture.com